

Fahrbare Tische

**Anwendung:**

Fahrbare Tische mit durchgehender Sicherheitgreifleiste und dreiseitigem Stehbord auf beiden Arbeitsflächen. Verschiedene Ausführungen können auch auf Kundenwunsch angefertigt werden.

Technische Daten:

	Polypropylen weiß,
Material Arbeitsfläche:	15 mm Materialstärke Hitzebeständigkeit 120°C
Rahmen:	Aluminium eloxiert 25x25 mm Lenkrollen mit Gummibelag zwei davon mit Feststellbremse
Tragkraft:	Gesamt 100 kg

Bestelldaten:

Maße/mm (Breite x Tiefe)	Maße/mm Gesamthöhe	Bestell-Nr.
700 x 500	750	FBT 70/50/75
700 x 500	900	FBT 70/50/90

800 x 600	750	FBT 80/60/75
800 x 600	900	FBT 80/60/90
1000 x 600	750	FBT 100/60/75
1000 x 600	900	FBT 100/60/90
1200 x 700	750	FBT 120/70/75
1200 x 700	900	FBT 120/70/90
