


Einsatzgestelle für Wasserbäder

Einsatzgestell für Reagenzgläser und Butyrometer

Polypropylen (PP) weiß, säure und laugenfest, hitzebeständig bis 100°C
Etagenverbunden durch Hülsenschrauben
(Höhenmaße mit Griff)



Bestelldaten:

Anzahl	Bohrung-D/mm	LxBxH/mm	Bestell-Nr.
12	26	220x80x220	ESGRB 12
30	26	380x110x220	ESGRB 30
32	19	200x110x150	ESGRB 32
56	19	345x110x150	ESGRB 56

Einsatzgestell für Mojonnierrohre

Polypropylen (PP) weiß, säure und laugenfest, hitzebeständig bis 100°C, Etagenverbunden durch Hülsenschrauben
(Höhenmaße mit Griff)



Bestelldaten:

Anzahl	Bohrung-D/mm	LxBxH/mm	Bestell-Nr.
8	39	195x192x220	ESGM 1
8	39	380x100x220	ESGM 2

Einsatzgestell für Mikli- und Babyflaschen

Polypropylen (PP) weiß, säure und laugenfest, hitzebeständig bis 100°C, Etagenverbunden durch Hülsenschrauben
(Höhenmaße mit Griff)



Bestelldaten:

Anzahl	Bohrung-D/mm	LxBxH/mm	Bestell-Nr.
12 (2x6)	54	380x120x220	ESMB