

Schüttelhauben, Ausgußhauben, Schüttelhülsen

Ausguss-Haube für Butyrometer

PVC weiß

Die Ausguß-Haube wird über die entkorkten Butyrometer und das Gestell gestülpt, die beim Ausgießen oder Spülen durch die Haube gehalten werden.




Bestelldaten:

Artikel	Bestell-Nr.
12 Proben	AHB 12
24 Proben	AHB 24
36 Proben	AHB 36

Schüttel-Haube für Butyrometer

PVC weiß

Die Schüttelhaube wird über Stative mit verschlossenen Butyrometern gestülpt. Die dem Körper zugewandte Seite ist durch die heruntergezogene Wand geschützt.



Bestelldaten:

Artikel	Bestell-Nr.
12 Proben	SHB 12
24 Proben	SHB 24
36 Proben	SHB 36

Schüttel-Hülsen für Butyrometer

Polypropylen (PP) weiß. Die Butyrometer werden einzeln in die Hülse gesteckt, und bei gleichzeitigen Halten des Stopfens können bis zu vier Butyrometer geschüttelt werden.



Bestelldaten:

Artikel	Bestell-Nr.
1 Butyrometer	SHÜB 1
2 Butyrometer	SHÜB 2
3 Butyrometer	SHÜB 3
4 Butyrometer	SHÜB 4
