

Schüttelwasserbad für Butyrometer



Anwendung:

Schüttelwasserbad mit 3 Stativen je 12 Bohrungen für Butyrometer:

- Hohe Präzision
- Hoher Sicherheitsstandard
- Wahlweise mit Umwälzpumpe

Technische Daten:

Gehäuse: Polypropylen (PP) weiß; Materialstärke 10 mm
Bedienung: Folientastatur
Regler: Mikroprozessor-Regelung
Temperaturbereich: 10°C bis 95°C + / - 0,3°C (je nach Ausführung)
Mindesttemperatur abhängig von der Umgebungstemperatur
Einstellbereich: 10°C bis 99°C
Sicherheit: Abschaltung bei Überhitzung, Fühlerbruch, Wassermangel
Heizkörper: Chromnickelstahl
Netzanschluss: 230 VAC
Antrieb für Stative: Induktionsmotor 15 Watt
Schüttelbewegung: 200 UPM

Bestelldaten:

Nutzraum-Maße in cm LxBxH	Anzahl Butyrometer	Leistung/ Watt	Bestell-Nr.
---------------------------	-----------------------	----------------	-------------

Aerne Analytic e. K. - Dekan-Schmid-Str. 11- D-89264 Weißenhorn
Tel: +49 (0)7309-92 75 077 -Fax: +49 (0)7309-92 75 076
email: info@aerne-analytic.de

33×22,5×25

3 x 12

2000

AETSWB

Wasserbad Eurotherm II

Stative /Stk.

Stativ
