


Rotation Mixer for Butyrometers

**Application:**

Rotation Mixer for Butyrometers

Technical Data:

Casing: PVC white. Protection cover of highly transparent. PVC with hinge frame.
Drive: Induction motor 30 TPM.
Mechanism: Rotation bath running in ball bearings
Timer: 0 - 15 minutes
Control: elektronisch mit Digitalanzeige.
Safety: Automatic switch-off when lid is opened
Power supply: 230 VAC/15 Watt

Order Details:**Part**

für 24 Butyrometer (Nutzraummaße in cm L:73,5 x B:27 x H:30)
für 36 Butyrometer (Nutzraummaße in cm L:91,5 x B:27 x H:30)
Im Lieferumfang ist ein Stativ für Butyrometer enthalten!

Order-No.

RMB 24
RMB 36