



Schneidet exakt gleichgroße Folienstreifen für Prüfzwecke

Mit dem Aerne Analytic Folienschneidegerät können exakt gleichgroße Folienstreifen geschnitten werden, die zur Qualitätssicherung in der Folienherstellung eingesetzt werden. Durch Zugversuche beispielsweise kann die Eignung der Folie anhand eines Spannungsdehnungsdiagramms für bestimmte Folien analysiert als auch bestimmt werden.

Das Gerät arbeitet mit einem kugellagerten Schlitten und seine gehärteten Schneidmesser können durch Drehen mehrfach verwendet werden. Das Folienschneidegerät ist serienmäßig zum Schneiden von vier, fünf oder sechs Streifen mit einer Breite von 15mm und einer Länge von 200mm erhältlich.