



Aerne Analytic Kulturrenzuchtgeräte werden zur Züchtung von Bakterien oder Hefekulturen, z.B. Säuerungskulturen, für die Milchwirtschaft eingesetzt. Durch die individuell programmierbaren Abläufe lassen sich optimale Ergebnisse erzielen. Das Gerät ermöglicht dank der ausgezeichneten Wärmeisolation von Polypropylen eine

einwandige Bauform. Somit kann das Gerät vom Anwender problemlos berührt werden. Ideal für Laboreinsätze durch sterile die Reinigungsmöglichkeit der Oberflächen. Optional kann das Kulturrenzuchtgerät auch in Sondergrößen und/oder als Tischmodell bestellt werden.