



Das Aerne Analytic Magnetührwasserbad wird hauptsächlich zum Kochen und Auflösen von Nährböden in der Mikrobiologie verwendet. Ausgerüstet ist das Gerät mit zwei Magnetührstellen, die gemeinsam stufenlos regelbar sind. Der Auflagendeckel ist für zwei Flaschen mit ISO-Gewinde mit je zwei bzw. fünf Liter Laborflaschen, je nach Gerätetyp, vorgesehen. Bedient wird das Wasserbad

mit einer mikroprozessorgesteuerten Regelung. Besonders hohe Sicherheit garantiert das Gerät aufgrund seiner automatische Abschaltung bei Überhitzung, Fühlerbruch oder Wassermangel. Erhältlich ist das Magnetührwasserbad standardmäßig in zwei verschiedenen Größen, kann auf Kundenwunsch jedoch auch in Sondergrößen gefertigt werden.