



WASSERBÄDER

Wasserbäder dienen zur Erwärmung als auch Temperierung diverser Laborproben. Die Bäder sind in diversen Größen und Bauarten erhältlich und können speziell auf Kundenwunsch angepasst werden. Die sehr gute Wärmeisolation von Polypropylen ermöglicht eine einwandige und somit platzsparende Bauform. Ideal zum Einsatz im Labor durch die sterile Reinigungsmöglichkeit der Oberflächen. Erweiterbar sind die Bäder mit einer Umwälzpumpe, Deckeln und Einsatzgestellen.

SPRITZENWÄRMER

Durch die Anwendung des Aerne Analytic Spritzenwärmers lassen sich auf einfachste Weise Spritzen gefüllt mit Säuglingsnahrung, Medikamenten, Impfstoffen, etc. auf eine voreingestellte und konstante Temperatur erwärmen. Optional ist das Gerät auch mit einem Timer erhältlich. Die Solltemperatur kann auf Werte bis zu 75°C programmiert werden. Der Spritzenwärmer ist für eine Vielzahl von unterschiedlichen Sprizentypen sowie Spritzengrößen erhältlich.

GESTELLE/ STATIVE/ TISCHE

Zum Sortiment von Aerne Analytic gehören zahlreiche Gestelle, Stative und Tische für Laboreinrichtungen zu unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten: Von der Aufbewahrung für Butyrometergefäße, Reagenzgläser, Trichter, bis hin zu Drahtkörben oder Ablagen. Die Gestelle, Stative und Labortische werden aus PVC oder Polypropylen gefertigt und können neben einem großzügigen Standardsortiment in diversen Ausführungen je nach Kundenwunsch- oder Bedarf produziert werden.