



NEU
MIT GRAVUR

Die SmartLab Serie von Aerne Analytic beinhaltet Reagenzglasgestelle für 6, 12, 24, 36 und 48 Probengefäße von jeweils einem Durchmesser von 18mm. Im Vergleich zu herkömmlichen Reagenzglasgestellen sind die Probenplätze der SmartLab Gestelle durch eine Gravur nummeriert um die

tägliche Arbeit im Labor zu erleichtern, da keine Beschriftung der einzelnen Probengefäße mehr nötig ist. Die Gestelle bestehen aus PVC und sind somit für den Laboreinsatz aufgrund ihrer Stabilität und Möglichkeit zur sterilen Reinigung optimal geeignet.