



Durch Anwendung des Aerne Analytic Spritzenwärmers lassen sich auf einfachste Weise Spritzen gefüllt mit Säuglingsnahrung, Medikamenten, etc. auf eine voreingestellte Temperatur erwärmen. Optional ist das Gerät auch mit einem Timer erhältlich. Die Solltemperatur kann auf Werte bis zu 75°C programmiert werden. Der Spritzenwärmer

ist für eine Vielzahl von Sprizentypen- und Größen erhältlich. Durch die konstante Erwärmung und den vorprogrammierten Einstellungen ist die Handhabung ein Leichtes und der Praxisalltag wird deutlich erleichtert. Spritzen können genau temperiert direkt und ohne erneute Kontrolle verwendet werden.