



Thermoblocke in verschiedenen Variationen & Ausfertigungen

Die Durchführung von Hemmstofftests zur Milchanalyse ist einer der entscheidenden Prozessschritte zur Qualitätssicherung in der Milchwirtschaft. Prüflabore sowie Landwirte verwenden die effizienten Schnelltestgeräte zur Analyse, um die heutigen hohen Sicherheitsstandards in ihrer ganzen Breite auszuwerten.

Die Funktionsweise des Heizgerätes umfasst die konstante Temperierung und Bebrütung von Milchtests der verschiedenen Testhersteller. Ausgestattet sind die Aerne Analytic Thermoblocke mit Aluminium-Heizblöcken und einer analogen/ digitalen Temperaturregelung.