



Reihenwasserbäder für Ex-Schutz-Bereiche dienen zur Extraktion oder Destillation mit Ether oder anderen brennbaren Medien. Die Beheizung erfolgt indirekt durch ein Umwälzthermostat, welches außerhalb des Gefahrenbereichs positioniert ist. Die Reihenwasserbäder von Aerne Analytic sind mit Öffnungen für Rund- oder Stehkolben mit

abnehmbaren Abdeckungen, Stativstäben, Klemmen und einem Kontrollzeigthermometer ausgestattet. Die Umwälzthermostate werden für die Beheizung externer Gefäße oder Bäder in Laboren verwendet. Reihenwasserbäder können in diversen Größen nach kundenspezifischen Vorgaben gefertigt werden.