


Aerne Analytic Wasserbäder Gehäuse bestehen aus 100% weißem Polypropylen



Mikroprozessorgesteuerte Regelungen sorgen für ein absolut verlässliches Ergebnis und gewährleisten darüber hinaus eine konstante und reproduzierbare Analyse

Die Wasserbäder von Aerne Analytic dienen zur Erwärmung und Temperierung von unterschiedlichsten Laborproben. Die Bäder sind in verschiedenen Größen sowie Bauarten erhältlich und können speziell auf Kundenwunsch angepasst werden. Die sehr gute Wärmeisolation von Polypropylen ermöglicht eine einwandige und somit platzsparende Bauform.

Ideal zum Einsatz im Labor durch die sterile Reinigungsmöglichkeit der Oberflächen. Die hohe Präzision und der hohe Sicherheitsstandard zeichnen die Wasserbad-Kollektion von Aerne Analytic aus. Optional können die Bäder auch mit einer Umwälzpumpe, einem Ablasshahn oder entsprechenden Deckeln & Einsatzgestellen erweitert werden.