


Stativ

Schräghalte-Stativ für Körbe

PVC weiß, rutschfeste Bodenplatte. Für quadratische Körbe aller Größen. Korb in schräger Position, zur griffbereiten Aufbewahrung von Reagenzgläsern.



Bestelldaten:

Artikel

Maße (mm): L=120 x B=120 x H= 130

Bestell-Nr.

SHSK

Auflage für Pipettendosen

PVC weiß, für alle Pipettendosen-Größen. Die Auflage ermöglicht die Entnahme der Pipetten aus der schrägliegenden, fest positionierten Pipettendose.



Bestelldaten:

Artikel

Maße Grundplatte: 100 x 80 mm

Bestell-Nr.

APD

Stativ für Elektroden

PVC weiß, bestehend aus Grundplatte, Stativstab Höhe 300 mm, Kunststoff-Klemme passend für 2 Elektroden 1 Temperaturfühler, höhenverstellbar.



Bestelldaten:

Artikel


Maße Grundplatte: 160 x 170 mm

Bestell-Nr.

ELS

Ösenhalter-Stativ

PVC weiß, für Ösenhalter nach Kolle



Bestelldaten:

Artikel

4 Halter

6 Halter

Bestell-Nr.

ÖHS 4

ÖHS 6

Ösenausglüh-Kit



Bestelldaten:

Artikel

Ösenausglüh-Kit

Bestell-Nr.

ÖSGK