


Stative

Schräghalte-Stativ für Körbe

PVC weiß, rutschfeste Bodenplatte. Für quadratische Körbe aller Größen. Korb in schräger Position, zur griffbereiten Aufbewahrung von Reagenzgläsern.



Bestelldaten:

Artikel Bestell-Nr.

Maße (mm): $L=120 \times B=120 \times H=130$ SHSK

Auflage für Pipettendosen

PVC weiß, für alle Pipettendosen-Größen. Die Auflage ermöglicht die Entnahme der Pipetten aus der schrägliegenden, fest positionierten Pipettendose.



Bestelldaten:

Artikel Bestell-Nr.

Maße Grundplatte: 100 x 80 mm APD

Stativ für Elektroden

PVC weiß, bestehend aus Grundplatte, Stativstab Höhe 300 mm, Kunststoff-Klemme passend für 2 Elektroden 1 Temperaturfühler, höhenverstellbar.



Bestelldaten:



Artikel Bestell-Nr.

Maße Grundplatte: 160 x 170 mm ELS

Ösenhalter-Stativ

PVC weiß, für Ösenhalter nach Kolle



Bestelldaten:

Artikel Bestell-Nr.

4 Halter ÖHS 4 6 Halter ÖHS 6

Ösenausglüh-Kit



Bestelldaten:

Artikel Bestell-Nr.

Ösenausglüh-Kit ÖSGK