

# Grain Vita Tester



## Anwendung:

Der Grain Vita Tester wird in der Qualitätssicherung eingesetzt, um die Keimfähigkeit im Getreide vollautomatisch sowie mikroprozessorgesteuert zu analysieren. Mit vorbereiteten Getreideproben kann mit dem Messgerät in wenigen Minuten mit Hilfe einer Reagenzflüssigkeit die Keimfähigkeit von einer Vielzahl unterschiedlicher Getreidearten bestimmt werden. Der Aerne Analytic Kornschneider dient zum Schneiden von Getreidekörnern und bildet zusammen mit dem Grain Vita Tester ein unschlagbares Team.

## Technische Daten:

**Gehäuse:** PVC weiß

**Maße/mm:** LxBxH 280x210x225 (ohne Verschluss)

**Netzanschluss:** 230VAC

**Lieferumfang:** Grain Vita Tester, 1 Messzylinder PP 250 ml, 1 Liter Reagenzflüssigkeit (3,5 g Triphenyltetrazoliumchlorid) gelöst in destilliertem Wasser, 1 Probehalter mit Griff, Filz und Sieb, 2 Küvetten aus Plexiglas zum Befüllen der Kornhälften

## Bestelldaten:

### Artikel:

Grain Vita Tester

Küvette


### Bestell-Nr.

GVT

GVTK

# Kornschnaider

---



## Anwendung:

Gerät zum Schneiden von Getreidekörnern.

## Technische Daten:

**Material:** Aluminium, Messing

**Lieferumfang:** Schneidegerät mit Einführplatte, 2 Auffangbehälter

## Bestelldaten:

### Artikel:

Kornschnaider

Ersatzklinge

### Bestell-Nr.

KSN

KSNEK

---

Das könnte Sie auch interessieren

[Maischbad](#)



[Verpackungstester](#)

