

Kühl-Inkubator

**Anwendung:**

Der Kühl-Inkubator ist für die Temperierung bestimmter Proben bei konstanter Temperatur von 20°C (+/- 2°C). Vorgesehen zum bestimmungsgemäßen Betrieb in einer trockenen Laborumgebung.

Technische Daten:

Gehäuse: PVC weiß
Bedienteil: Folientastatur - JUMO
Einstellbereich: 15°C - 35°C +/- 1°C
Regler: JUMO - Quantrol LC100
Sicherheit: Abschaltung der Heiz-Stromzufuhr bei Überhitzung 77°C < 70 dB
Heizung: Heiz - Widerstand
Material: Keramik Leistung: 2 x 30 Watt
Kühlung: Peltier Element: - Leistung: ca. 50 Watt
Netzanschluss: 230 VAC 50/60 Hz

Bestelldaten:

Bestell-Nr.
TT28B-230D